


Anticorpo Policlonal Anti-Hdac8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9By41

Número do item: CM0029006



introdução

A CamelBio fornece Anticorpo Policlonal de coelho Anti-HDAC8 (Q9BY41) de alta qualidade, validado para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Tem como alvo uma histona desacetilase de 42 kDa envolvida na regulação epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] HDAC8 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; C8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55869
ID do Gene	55869
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-377 da HDAC8 humana (NP_060956.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BY41
Peso da Proteína	42 kDa
Envio	Saco de gelo