


Anti-Hdac9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb - Q9Ukv0

Número do item: CM0014986



introdução

Anti-HDAC9 anticorpo policlonal de coelho validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. HDAC9 desacetila histonas para repressão epigenética; 111 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9734
ID do Gene	9734
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HDAC9 humano (NP_478056.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKV0
Peso da Proteína	111kDa
Envio	Saco de gelo