


Anticorpo Monoclonal Anti-Hdgf Para Wb, If-P, Elisa - P51858

Número do item: CM0002958



introdução

Anticorpo monoclonal HDGF de coelho para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Reconhece o fator de crescimento derivado de hepatoma (HMG1L2), um repressor transcricional com atividades mitogênicas e de ligação à heparina — adequado para pesquisa em câncer e fatores de crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDGF mAb de coelho
Observações/Apelidos	HMG1L2; HDGF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3068
GeneID	3068
Imunógeno	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do HDGF humano (P51858).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51858
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo