


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Hdgf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51858

Número do item: CM0013500



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao HDGF humano (HMG1L2), validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para investigações de regulação transcricional, sinalização mitogênica e mecanismos de ligação à heparina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDGF Rabbit pAb
Observações/Alias	HMG1L2; HDGF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3068
ID do Gene	3068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do HDGF humano (NP_004485.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P51858
Peso da Proteína	27kDa
Transporte	Saco de gelo