


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hdlbp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00341

Número do item: CM0029794



introdução

Anticorpo policlonal de coelho HDLBP (Vigilina) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta HDLBP humano, de rato e camundongo (141 kDa). Ideal para pesquisa de metabolismo do colesterol e lipoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDLBP Rabbit pAb
Observações/Apelido	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3069
GeneID	3069
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1035-1268 do HDLBP humano (NP_976221.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00341
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Saco de gelo