


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hdlbp/Vigilin Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q00341

Número do item: CM0003738



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HDLBP (Vigilin) humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta níveis endógenos de HDLBP em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico e colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDLBP Rabbit mAb
Observações/Apelidos	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3069
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da HDLBP humana (NP_976221.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00341
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Bolsa de gelo