

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-He4/Wfdc2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14508

Número do item: CM0008769

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao HE4/WFDC2 humano (Q14508). Validado para WB, IF/ICC, ELISA e apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudos sobre desenvolvimento pulmonar, biologia reprodutiva e biomarcadores de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HE4/WFDC2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	HE4; WAP5; EDDM4; dJ461P17.6; HE4/WFDC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10406
GeneID	10406
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 45-124 do HE4/WFDC2 humano (Q14508).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14508
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo