


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Heatr1 Para Wb, Elisa - Q9H583

Número do item: CM0014389



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HEATR1 humano (BAP28/UTP10). Validado para Western blot e ELISA, este anticorpo é essencial para investigar a biogênese dos ribossomos, a função nucleolar e as vias relacionadas ao Myc.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HEATR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BAP28; UTP10; HEATR1
Espécie	Humano
ID do Gene	55127 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do HEATR1 humano (NP_060542.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H583
Peso da Proteína	242 kDa
Transporte	Bolsa de gelo