


Anticorpo Policlonal Anti-Hec1/Ndc80 Para Wb, Elisa - O14777

Número do item: CM0030077



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HEC1/NDC80 humano, validado para western blot e ELISA. Adequado para pesquisa de cinetocoro e mitose, com reatividade cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HEC1/NDC80 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10403
GeneID	10403
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 343-642 de HEC1/NDC80 humano (NP_006092.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14777
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo