


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hec1/Ndc80 Para Wb, Elisa - O14777

Número do item: CM0007112



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HEC1/NDC80 humano (O14777). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para estudos de função do cinetocoro, ponto de verificação mitótico e cancro. Peso molecular previsto: 74 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HEC1/NDC80 Rabbit mAb
Observações/Alias	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
Espécie	Humano
GeneID	10403
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 543-642 do HEC1/NDC80 humano (O14777)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14777
Peso da Proteína	74kDa

Envio