

Anti-Hectd1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Ult8

Número do item: CM0024719



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HECTD1 humano (EULIR), adequado para WB e ELISA. Detecta o HECTD1 endógeno em ~289kDa em amostras humanas. Ideal para pesquisas sobre ubiquitinação, desenvolvimento neural e biologia de células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HECTD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EULIR; HECTD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25831
GeneID	25831
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2518-2610 do HECTD1 humano (NP_056197.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9ULT8
Peso da Proteína	289kDa
Envio	Saco de gelo