

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hel308 Para Wb E Elisa - Q8Tdg4

Número do item: CM0015364

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a helicase HEL308 humana para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de reparo de quebra de fita dupla de DNA, junção de extremidades mediada por micro-homologia e vias da RAD51.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HEL308 Coelho pAb
Observações/Apelido	HEL308
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	113510
ID do Gene	113510
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da HEL308 humana (NP_598375.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TDG4
Peso Molecular da Proteína	124kDa
Envio	Em saco de gelo