

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Heme Oxygenase 1 (Ho-1/Hmox1) - P09601

Número do item: CM0014843



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisas sobre apoptose e catabolismo de heme.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1)
Espécie	Humano
GeneID	3162
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-288 da Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) humana (NP_002124.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09601
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco com gelo