

Anticorpo Monoclonal Recombinante De Coelho Anti-Heme Oxigenase 1 (Ho-1/Hmox1) Para Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - P09601 / P14901

Número do item: CM0012660



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Heme Oxigenase 1 (HO-1/HMOX1). Validado para aplicações de WB, IP, IF, IHC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Detecta uma proteína de 33 kDa. Adequado para pesquisas sobre apoptose, metabolismo do heme e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Heme Oxigenase 1 (HO-1/HMOX1) Rabbit PolymAb®
Observações/Alcunhas	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; D8Wsu38e; HO-1; HO1; Hemox; Hmox; Hsp32
Espécies	Humano/Camundongo
ID do gene (humano)	3162
ID do gene	3162/15368
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-266 de Hmox1 de camundongo (NP_034572.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09601/P14901
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo