

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Heme Oxygenase 1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14901

Número do item: CM0007819

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a Heme Oxygenase 1 (HO-1/Hmox1). Validado para aplicações de WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta HO-1 endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato. Útil para estudos de estresse oxidativo e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Heme Oxygenase 1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3162
ID do Gene	15368
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-266 de Hmox1 de camundongo (NP_034572.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14901
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Saco de gelo