

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hemgn Para Wb, Elisa - Q9BXI5

Número do item: CM0021126

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra HEMGN humano (Hemogen) para aplicações em WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo; adequado para pesquisas sobre diferenciação hematopoiética, leucemia e apoptose mediada por NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HEMGN Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NDR; EDAG; CT155; EDAG-1; HEMGN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55363
GeneID	55363
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 do HEMGN humano (NP_932095.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BXL5
Peso da Proteína	55 kDa
Envio	Em bolsa de gelo