


Anticorpo Monoclonal Anti-Subunidade Alfa Da Hemoglobina (Hba1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P69905

Número do item: CM0007887



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à subunidade alfa da hemoglobina humana (HBA1). Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transporte de oxigênio e hemoglobinopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho para subunidade alfa da hemoglobina (HBA1)
Observações/Apelido	HBH; ECTY7; HBA-T3; METHBA; Subunidade alfa da hemoglobina (HBA1)
Espécie	Humano
GeneID	3039
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da HBA1 humana (P69905)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P69905
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo