


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hemoglobina Subunidade Alfa (Hba1) Para Wb E Elisa - P69905

Número do item: CM0016786



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a hemoglobina subunidade alfa (HBA1) humana para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas sobre transporte de oxigênio, hemoglobinopatia e glóbulos vermelhos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Hemoglobina subunidade alfa (HBA1) pAb de Coelho                                                                                   |
| Observações/Apelido | HBH; ECTY7; HBA-T3; METHBA; Hemoglobina subunidade alfa (HBA1)                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 3039                                                                                                                               |
| GeneID              | 3039                                                                                                                               |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da hemoglobina subunidade alfa humana (NP_000549.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                             |
| SWISS               | P69905                                                                                                                             |
| Peso da Proteína    | 15kDa                                                                                                                              |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                      |