

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hemopexina (Hpx) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02790

Número do item: CM0008634

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Hemopexina humana (HPX), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com rato. Essencial para estudos de transporte de heme e recuperação de ferro. Ideal para aplicações de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Hemopexina (HPX) mAb de Coelho
Observações/Apelido	HX; Hemopexina (HPX)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3263
GeneID	3263
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 363-462 da Hemopexina humana (HPX) (P02790)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P02790
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo