


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hepacam Para Wb, Elisa - Q14Cz8

Número do item: CM0016641



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que tem como alvo a HEPACAM humana (46 kDa), validado para WB e ELISA. Reage com as espécies humana, de camundongo e de rato. Ideal para investigar a adesão celular, a migração e a regulação do crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HEPACAM Rabbit pAb
Observações/Alíase	HEPN1; MLC2A; MLC2B; GlialCAM; HEPACAM
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	220296
ID do Gene	220296
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-245 da HEPACAM humana (NP_689935.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q14CZ8
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo