

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Heparanase 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y251

Número do item: CM0029790



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra Heparanase 1 (HPA1) humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta formas precursoras e clivadas; tem reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de degradação de MEC e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Heparanase 1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Heparanase 1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10855
GeneID	10855
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-275 da Heparanase 1 humana (NP_001092010.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y251
Peso Proteico	61kDa
Transporte	Bolsa de gelo