

## Anti-Heparanase 1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y251

Número do item: CM0020080



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Heparanase 1 (HPSE) humana, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre degradação de ECM, invasão tumoral e inflamação.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Heparanase 1 pAb de Coelho                                                                                                          |
| Observações/Apelido | HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Heparanase 1                                                                                          |
| Espécie             | Humana                                                                                                                              |
| ID do Gene (Humano) | 10855                                                                                                                               |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-275 da Heparanase 1 humana (NP_001092010.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humana, Camundongo, Rato                                                                                                            |
| SWISS               | Q9Y251                                                                                                                              |
| Peso da Proteína    | 61kDa                                                                                                                               |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                       |