


Anticorpo Monoclonal Anti-Her2/ErbB2 Para Fc - P04626

Número do item: CM0003979



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao HER2/ErbB2 humano para citometria de fluxo. Reconhece o domínio extracelular (aa 23-652) e é validado para amostras humanas. Ideal para pesquisa em oncologia e aplicações diagnósticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-HER2/ErbB2 humano
Observações/Apêndice	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2064
GeneID	2064
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-652 do HER2/ErbB2 humano (NP_004439.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Transporte	Em saco de gelo