

Anticorpo Monoclonal Anti-Her2/ErbB2 Para Citometria De Fluxo - P04626

Número do item: CM0008796



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HER2/ErbB2 recombinante validado para citometria de fluxo. Detecta HER2 humano, uma quinase de tirosina receptora superexpressa em muitos cânceres. Ideal para pesquisa oncológica e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-HER2/ErbB2 Humano
Observações/Apelidos	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2064
GeneID	2064
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-652 do HER2/ErbB2 humano (NP_004439.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso Molecular da Proteína	138kDa
Transporte	Saco de Gelo