


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Her2/ErbB2 Para Wb, Ihc, If - P04626

Número do item: CM0002338



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra HER2/ErbB2 humano (P04626), validado para WB, IHC, IF e ELISA. Ideal para pesquisa de sinalização de câncer e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HER2/ErbB2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Espécie	Humano
GeneID	2064
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-652 do HER2/ErbB2 humano (P04626)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso da Proteína	138kDa
Envio	Saco de gelo