


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Her2/ErbB2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04626

Número do item: CM0021800



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HER2/ErbB2 (receptor tirosina quinase), validado para WB, IHC-P, ELISA, reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de câncer e aplicações diagnósticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HER2/ErbB2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); HER2/ErbB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2064
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1156-1255 do HER2/ErbB2 humano (NP_004439.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04626
Peso da Proteína	138kDa
Envio	Saco com gelo