

Anti-Herc3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q15034

Número do item: CM0030684

introdução

Anticorpo policlonal de coelho HERC3 para WB e ELISA; reage com humano e camundongo. Imunógeno: Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 1-200 do HERC3 humano (NP_055421.1).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HERC3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HERC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8916
ID do Gene	8916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do HERC3 humano (NP_055421.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15034
Peso Proteico	117kDa
Envio	Saco de gelo