


Anticorpo Policlonal Anti-Hes1 Para Wb E Elisa - Q14469

Número do item: CM0013022



introdução

Anticorpo policlonal anti-HES1 de coelho de alta qualidade, validado para WB e ELISA. Reage com HES1 humano, de camundongo e de rato, um repressor transcricional envolvido na sinalização Notch e no desenvolvimento. Ideal para estudos de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HES1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3280
ID do Gene	3280
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 90 e 165 de HES1 humano (NP_005515.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14469
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo