


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hes1 Para Wb, Elisa - Q14469

Número do item: CM0017461



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de transcrição humano HES1, validado para WB e ELISA. Detecta HES1 humano com reatividade cruzada para rato e camundongo. Adequado para pesquisa de regulação transcricional e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HES1 pAb de Coelho
Observações/Alias	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3280
GeneID	3280
Imunógeno	peptídeo sintético Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 151-280 do HES1 humano (NP_005515.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Camundongo
SWISS	Q14469
Peso Proteico	30kDa
Envio	Bolsa de gelo