


Anticorpo Monoclonal Anti-Hex De Coelho Para Wb, Elisa - Q03014

Número do item: CM0002950



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HHEX/Hex humano (Q03014) validado para WB e ELISA. Regulador transcricional na sinalização WNT, diferenciação hematopoiética e desenvolvimento anterior. Ideal para estudos de transcrição e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Hex Rabbit mAb
Observações/Apelidos	HEX; PRH; HMPH; PRHX; HOX11L-PEN; Hex
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3087
GeneID	3087
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 50-150 do Hex humano (Q03014)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q03014
Peso Proteico	30kDa
Envio	Bolsa de gelo