


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hexa (Subunidade Alfa Da Beta-Hexosaminidase) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

Número do item: CM0006588



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HEXA humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo de doenças de armazenamento lisossômico, como a doença de Tay-Sachs, e do metabolismo de glicosfingolipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HEXA Rabbit mAb
Observações/Apelido	TSD; HEXA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3073
GeneID	3073
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 368-529 da HEXA humana. (NP_000511.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P06865
Peso da proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo