


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hexim1 - O94992

Número do item: CM0006487



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HEXIM1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta HEXIM1 humano, de camundongo e de rato (~41 kDa), um regulador transcricional e inibidor de P-TEFb.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho contra HEXIM1
Observações/Apelido	CLP1, EDG1, HIS1, MAQ1, HEXIM1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10614
ID do Gene	10614
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 255-359 da HEXIM1 humana (NP_006451.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	O94992
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo