


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hexim1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O94992

Número do item: CM0028492



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao HEXIM1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de regulação transcricional e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HEXIM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLP1; EDG1; HIS1; MAQ1; HEXIM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10614
ID do Gene	10614
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-359 do HEXIM1 humano (NP_006451.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94992
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo