

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hexim2 Para Wb E Elisa - Q96Mh2

Número do item: CM0018364

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra HEXIM2 humano (UniProt Q96MH2), validado em WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ferramenta essencial para estudos de regulação da transcrição e do complexo RNP 7SK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho HEXIM2
Observações/Apelido	L3; HEXIM2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	124790
ID do gene	124790
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 147-286 de HEXIM2 humano (NP_653209.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q96MH2
Peso da proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo