

Anticorpo Policlonais Anti-Hexoquinase II Para Wb, Elisa - P52789

Número do item: CM0013415



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Hexoquinase II humana, validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a enzima glicolítica HK2, sendo adequado para pesquisas de metabolismo e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Hexoquinase II Rabbit pAb
Observações/Alias	HKII, HXK2, II
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3099
GeneID	3099
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-120 da Hexoquinase II humana (NP_000180.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52789
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Bolsa de gelo