

Anticorpo Policlonal Anti-Hexoquinase II Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52789

Número do item: CM0014978



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Hexoquinase II humana (HKII/HXK2), validado para Western blot, imunohistoquímica, imunofluorescência e ELISA; detecta proteínas humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre glicólise e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Hexoquinase II
Observações/Apelidos	HKII; HXK2; Hexoquinase II
Espécie	Humana
ID do Gene	3099
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da Hexoquinase II humana (NP_000180.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P52789
Peso da Proteína	102 kDa
Envio	Bolsa de gelo