


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hey1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5J3

Número do item: CM0024153



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HEY1 humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa em desenvolvimento cardiovascular, sinalização Notch e repressão transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HEY1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CHF2; OAF1; HERP2; HESR1; HRT-1; NERP2; hHRT1; BHLHb31; HEY1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23462
ID do Gene	23462
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 114-129 do HEY1 humano (NP_001269780.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5J3
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em bolsa de gelo