

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hey2 Para Wb, Elisa - Q9Ubp5

Número do item: CM0012867

introdução

Anticorpo policlonal de coelho (pAb) HEY2 de alta qualidade para western blot e ELISA, reativo contra humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de desenvolvimento cardiovascular, sinalização Notch e mecanismos de repressão transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HEY2 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	GRL; CHF1; HRT2; HERP1; HESR2; bHLHb32; GRIDLOCK; HEY2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23493
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do HEY2 humano (NP_036391.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBP5
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de gelo