

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Heyl (Hey3, Hrt3, Bhlhb33) Para Wb, Elisa - Q9Nq87

Número do item: CM0024026

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho HEYL (pAb) validado para WB e ELISA em humano e camundongo. Direciona-se ao repressor transcricional HEYL na sinalização Notch, crucial para o desenvolvimento cardiovascular e regulação gênica. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho HEYL
Observações/Apêndice	HEY3; HRT3; HESR3; bHLHb33; HEYL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26508
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do HEYL humano (NP_055386.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NQ87
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo