

Anticorpo Monoclonal Anti-Hfe Para Wb, Elisa - Q30201

Número do item: CM0002416



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho visa o HFE humano (Proteína da Hemocromatose Hereditária), validado para aplicações de Western blotting e ELISA. Adequado para investigar o metabolismo do ferro, hemocromatose e interações com o receptor de transferrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HFE Rabbit mAb
Observações/Apelido	HH; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3077
GeneID	3077
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 249-348 do HFE humano (Q30201).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q30201
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo