

Anticorpo Policlonal Anti-Hfe Para Wb, Elisa - Q30201

Número do item: CM0017424



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o HFE humano (proteína da hemocromatose hereditária), validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Apoia a pesquisa do metabolismo do ferro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HFE Rabbit pAb
Observações/Apelido	HH; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3077
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-306 do HFE humano (NP_000401.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q30201
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo