

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hfm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - A2Pyh4

Número do item: CM0025137

### introdução

Este anticorpo policlonal de coelho reconhece especificamente a HFM1 humana, tem reação cruzada com camundongo e rato, e é validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de meiose e insuficiência ovariana prematura.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | HFM1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelidos | MER3; POF9; Si-11; SEC63D1; Si-11-6; helicase; HFM1                                                                        |
| Espécie              | Humana                                                                                                                     |
| GeneID               | 164045                                                                                                                     |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da HFM1 humana (NP_001017975.4) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS                | A2PYH4                                                                                                                     |
| Peso da Proteína     | 163kDa                                                                                                                     |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                              |