


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hgd Para Wb, Elisa - Q93099

Número do item: CM0003921



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao HGD humano (Homogentisato 1,2-dioxigenase) para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de doenças metabólicas, incluindo a alcaptonúria. Especificidade garantida por imunógeno peptídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HGD Rabbit mAb
Observações/Alias	AKU; HGO; HGD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3081
GeneID	3081
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 346-445 do HGD humano (Q93099).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q93099
Peso Proteico	50kDa
Transporte	Saco de gelo