

Anticorpo Policlonal Anti-Hgf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14210

Número do item: CM0014023



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao HGF humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa de crescimento de hepatócitos e sinalização MET.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HGF Rabbit pAb
Observações/Apelido	SF; HGFB; HPTA; F-TCF; DFNB39; HGF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3082
ID do Gene	3082
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14210
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo