


Anticorpo Policlonal Anti-Hgfac Para Wb E Elisa - Q04756

Número do item: CM0018259



introdução

pAb de coelho contra HGFAC para WB e ELISA. Anticorpo policlonal de coelho contra HGFAC humano (aa 408-655). Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de ativação do HGF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra HGFAC
Observações/Alias	HGFA; HGFAC
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3083
ID do Gene	3083
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 408-655 do HGFAC humano (NP_001519.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04756
Peso da Proteína	71 kDa
Envio	Gelo em bolsa