


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hgs Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14964

Número do item: CM0024578



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HGS humano (substrato da tirosina quinase regulada pelo fator de crescimento de hepatócitos), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a classificação endossomal e a transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HGS Rabbit pAb
Observações/Apelido	HRS; HGS
Espécie	Humano
ID do Gene	9146 (Humano)
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14964
Peso da Proteína	86kDa
Envio	