

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hhla2 Para Wb, Ihc-P E Elisa - Q9Um44

Número do item: CM0013523

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HHLA2 de alta qualidade validado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Detecta HHLA2 humana, um ligante coestimulador de células T, ideal para pesquisa em imuno-oncologia e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	HHLA2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	B7y; B7H7; B7-H5; B7-H7; HHLA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11148
GeneID	11148
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-200 da HHLA2 humana (NP_009003.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UM44
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo