


## Anticorpo Monoclonal Anti-Hibadh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31937

Número do item: CM0007630



### introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho HIBADH validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta a 3-hidroxiisobutirato desidrogenase humana, de rato e de camundongo, uma enzima mitocondrial no catabolismo de BCAA. Ideal para pesquisa metabólica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | HIBADH mAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | NS5ATP1; HIBADH                                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 11112                                                                                                                      |
| GeneID              | 11112                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-336 do HIBADH humano (NP_689953.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | P31937                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 35kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |