


Anticorpo Policlonal Anti-Hibadh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31937

Número do item: CM0024245



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HIBADH humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Enzima mitocondrial envolvida no catabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HIBADH Rabbit pAb
Observações/Alias	NS5ATP1; HIBADH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11112
ID do Gene	11112
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-336 do HIBADH humano (NP_689953.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31937
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo