


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hibch Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nvy1

Número do item: CM0020742



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HIBCH humana (3-hidroxi-isobutiril-CoA hidrolase), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos. Enzima mitocondrial de 43kDa no catabolismo da valina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HIBCH Rabbit pAb
Observações/Alias	HIBYLCOAH; HIBCH
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	26275
ID do Gene	26275
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-330 da HIBCH humana (NP_055177.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6NVY1
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo